



GLOBUS

ACTIVA 700

Funciones Especiales



219 PROGRAMAS

13 programas G-Pulse © - 22 Deporte - 58 Forma Física - 60 Belleza - 12 Tens-Dolor - 3 Rehab - 3 Incontinencia - 12 Microcorrientes - 36 Co-Contraction

HOMBRE/MUJER: ACTIVA 700 es la respuesta adecuada para las exigencias del cuerpo femenino así como también del masculino. Los programas se diferencian entre hombre y mujer para respetar las diferencias fisiológicas y exaltar los resultados.

TRATAMIENTOS PIEL-ROSTRO: ACTIVA 700 presenta las nuevas e innovativas corrientes "regenerativas" G-PULSE, propuestas para aplicaciones de Estética y Belleza capaces de regenerar la producción de colágeno en los tejidos.

CO-CONTRACTION: La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética, gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. La contracción secuencial de la musculatura de las piernas y de los brazos permite obtener un derrame profundo de los líquidos intersticiales.

CABEZAL G-TRODE: ACTIVA 700 está dotado de un especial cabezal que permite, con la utilización de los programas G-PULSE, obtener una más eficaz estimulación de la piel.

NUEVO MALETÍN: ACTIVA 700 se presenta en un práctico y moderno maletín en aluminio y cuero-ecológico que facilita el transporte permitiéndole estar siempre a la moda.

PROGRAMAS CARA & SENOS: ACTIVA 700 está dotado de un set completo de programas para la tonificación de los músculos faciales y los senos.

MY TRAINER: visualización de las imágenes del posicionamiento de los electrodos directamente en la pantalla.

FUNCIONES 2+2: posibilidad de realizar dos programas diversos contemporáneamente.

MULTI-USER: con ACTIVA 700 es posible compartir el electroestimulador entre más usuarios, manteniendo invariadas las respectivas configuraciones y preferencias.

MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®): ACTIVA 700 es el único estimulador que permite realizar un programa en modo automático sin tener que intervenir manualmente sobre la regulación de la intensidad.

SYNCROSTIM: utilizando una única tecla es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

LAST 10: ACTIVA 700 mantiene en memoria los últimos programas efectuados. De esta manera, los mismos están disponibles en modo rápido y simple para los sucesivos usos.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (hasta 16 electrodos)
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz - Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 µs
Forma de onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica, compensada, (EMS), TENS y onda MENS
Alimentación: batería recargable
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACION

1 maletín
1 estimulador Activa 700
1 cabezal G-Trode
4 cables electroestimulación y 2 cables microcorriente
4 electrodos autoadhesivos cuadrados, 4 rectangulares, 4 rostro
1 pack Gel
1 cargador
1 manual operativo



GLOBUS

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com

ACTIVA 700

Lista de programas

FORMA FISICA – FITNESS

Fortalecimiento
 Fortal. Bio-Pulse
 Modelación
 Mod. Bio-Pulse
 Tonificación
 Aumento Masa
 Body Sculpting
 Definición
 Jogging
 Fitness Anaeróbico
 Fitness Aeróbico
 Prevención Calambres

BELLEZA

Drenaje
 Drenaje Bio Pulse
 Lipolisis
 Masaje Relax B-P
 Masaje Tonificante
 Masaje Energético
 Masaje Conectivo
 Brazos Hinchados
 Capilarización Cara
 Definición
 Línea
 Mejora Tono Piel
 Drenaje Post-Parto
 Lipolisis Post-Parto
 Fortalec. Post-Parto
 Fortalecimiento Seno
 Modelado Seno

DEPORTE

Capilarización
 Calentamiento
 (Deportivo)
 Calent. Pre-Competición
 Recuperación Activa
 Fuerza Máxima
 Fuerza Resistente
 Fuerza Explosiva
 Reactividad

Recuperación Post-Competición

REHAB

Atrofia Cuádriceps (con prótesis rodilla)
 Recuperación Post Operación LCA
 Prevención Subluxación Hombro

DOLOR-TENS

Tens Analgésico
 Convencional
 Dolores Menstruales
 Tens Analgésico
 Modulador
 Osteoartritis Mano
 Tens Endorfinico
 Dolor Crónico
 Dolor al Hombro
 (Periartritis Escapulo-Humeral)
 Dolor Muscular
 Lumbago Crónico
 Cervicales
 Bursitis-Tendinitis
 Osteoartritis

G-PULSE

Microlifting de senos
 Microlifting escote
 Microlifting Cara
 Elasticidad piel
 Imperfecciones celulitis
 Colágeno BioSkin
 Arrugas
 Arrugas Ojos
 Arrugas de Expresión
 Estrías
 Fortalecimiento Uñas
 Bio peeling
 Hematoma

CO-CONTRACTION

La lista de los programas Co- Co incluye 36 combinaciones de parámetros

Modalidad	Hz	Amplitud	Tiempo de Retraso (seg.)
Co-Co 0,5 seg	35	200	0,5
Co-Co 1 seg			1
Co-Co 2 seg			2
Co-Co 3 seg	55	300	3
Co-Co 4 seg			4
Co-Co serial			11
TOTAL	36 programas		

Los programas Co-Contraction están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. El término "tiempo de retraso" indica los segundos que el impulso siguiente tarda en salir.

MICROCORRIENTES

Epicondilitis
 Periartritis escap-hum
 Contusión
 Ciática
 Lumbago
 Dolor Agudo
 Dolor Articular
 Tortícolis
 Latigazo
 Esguince hombro
 Esguince rodilla
 Inf. Tendinosa

INCONTINENCIA

Incontinencia Mixta
 Incontinencia por Estrés
 URGE Incontinencia