

**GLOBUS**

Premium 400 Pro

Funciones Especiales



258 PROGRAMAS

53 Deporte - 44 Deportes especiales - 58 Fitness - 36 Belleza - 3 Rehab - 12 Dolor-Tens - 3 Incontinencia - 1 Ionoforesis - 23 Microcorrientes - 7 Action Now- 18 Co-Contraction

APLICACIONES ESPECÍFICAS HOMBRE /MUJER: Los programas están diferenciados entre hombre y mujer, para respetar las diferencias fisiológicas y exaltar los resultados.

ACTION NOW: Los nuevos programas Action Now son muy útiles para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.

CO-CONTRACTION: La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética, gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. La contracción secuencial de la musculatura de las piernas y de los brazos permite obtener un derrame profundo de los líquidos intersticiales.

FUNCIÓN 2 + 2: posibilidad de realizar dos programas diversos contemporáneamente.

MODALIDAD AUTOMÁTICA (AUTO STIM®): Globus Premium 400 es el único estimulador que permite efectuar un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad de la estimulación.

SYNCROSTIM: Accionando una única tecla, es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

LAST 10: Premium 400 mantiene en memoria los últimos programas realizados. De esta manera, los mismos quedan disponibles para una rápida y simplísima ejecución.

MULTI-USER: Premium 400 permite compartir el estimulador entre varios usuarios, manteniendo invariadas las respectivas programaciones y preferencias.

DEPORTES ESPECIALES: Programas estudiados para estimular de manera eficaz y específica las zonas musculares de las más comunes actividades deportivas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 canales independientes (8 electrodos)
 Frecuencia: 0,3 – 150 Hz
 Potencia: 120 mA por canal
 Amplitud de impulso: 40 – 450 µs
 Forma onda: Onda cuadrada bif. simétrica compensada
 Alimentación: Carga batería de 7,2 V – 150 mA
 Dispositivo Clase II A
 Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACION

1 Bolso
 1 Estimulador GLOBUS PREMIUM 400
 4 Cables para la conexión con los electrodos
 2 Cables color gris de conexión electrodos (para tratamientos de MICROCORIENTES)
 4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
 4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
 1 Carga batería
 1 Manual operativo

**GLOBUS**

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com



GLOBUS

Premium 400 Pro

Lista de programas

DEPORTES

Capilarización
Calentamiento (Deportivo)
Calent. Pre-Competición
Recuperación Activa
Fuerza Máxima
Fuerza Resistencia
Fuerza Explosiva
Resistencia Aeróbica
Reactividad
Recuperación Post-Competición
Descontracturante
Hipertrofia

DEPORTES ESPECIALES

Jogging
Esquí de Fondo
Artes Marciales
Tenis
Fútbol
Ciclismo

FITNESS

Fortalecimiento
Fortal. Bio-Pulse
Modelación
Mod. Bio-Pulse
Tonificación
Aumento Masa
Body Sculpting
Definición
Jogging
Fitness Anaeróbico
Fitness Aeróbico
Prevención Calambres

REHABILITACIÓN

Atrofia Cuádriceps (con prótesis rodilla)
Recuperación Post-Operación LCA
Prevención Subluxación Hombro

BELLEZA

Drenaje
Lipólisis
Masaje Relax Bio Pulse
Mejora Tono Piel
Drenaje Bio Pulse

Masaje Tonificante
Masaje Conectivo
Drenaje Post-Parto
Lipólisis Post-Parto
Fortalec. Post-Parto
Fortalecimiento Seno
Modelado Seno
Brazos Inflados
Capilarización Cara
Efecto Lifting

DOLOR

Tens Analgésica Convencional
Dolores Menstruales
Tens Analgésica Modulada
Osteoartritis Mano
Tens Endorfinico
Dolor Crónico
Dolor al Hombro (Periartritis Escapulo-Humeral)
Dolor Muscular
Lumbago Crónico
Cervicales
Bursitis-Tendinitis
Osteoartritis

INCONTINENCIA

Incontinencia Mixta
Incontinencia por Estrés
URGE Incontinencia

IONOFORESIS

Ionoforesis

MICROCORRIENTES

Epicondilitis
Periartritis escap-hum
Recuperación muscular
Contusión
Edema
Úlcera piel
Ciática
Lumbago
Neuralgia braquial
Dolor Agudo
Dolor Articular
Tortícolis
Latigazo
Espondilosis cervical
Esguince hombro

Túnel Carpiano
Esguince rodilla
Osteoartritis rodilla
Esguince Tobillo
Infl. Tendón de Aquiles
Inf. Tendón Rotuliano
Inf. Manguito de rotadores
Inf. Tendinosa

CO-CONTRACTION

La lista dei programmi Co-Co comprende 18 combinazioni di parametri

Nombre Programa	Hz	Amplitud	Tiempo de Retraso (seg.)
Co-Co 0,5 seg	35	300	0,5
Co-Co 1 seg			1
Co-Co 2 seg			2
Co-Co 3 seg	55		3
Co-Co 4 seg	80		4
Co-Co serial			11
TOTAL	18 programas		

Los programas Co Contraction están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. El término "tiempo de retraso" indica los segundos que el pulso siguiente tarda en salir.

ACTION NOW

La lista de programas Action Now incluye 7 combinaciones de parámetros

Nombre Programa	Hz	Amplitud	Rump-Up time	Contraction time
Action 0,2 - 1 s	55	300	0,2	1
Action 0,5 - 1 s			0,5	1
Action 1 - 1 s			1	1
Action 2 - 1 s			2	1
Action 3 - 2 s			3	2
Action 4 - 2 s			4	2
Action 2 - 6 s			2	6
TOTAL	7 programas			

Los nuevos programas Action Now son muy útiles para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.



GLOBUS