

**GLOBUS**

The Winner

Funciones Especiales



441 programas

53 Deporte – 90 Deportes Especiales - 58 Fitness - 60 Belleza
 - 3 Rehab – 12 Dolor - 23 Microcorrientes - 1 Ionoforesis – 3
 Incontinencia – 84 Action Now – 54 Co-Contraction

MY TRAINER: visualiza las imágenes de la colocación de los electrodos directamente en la pantalla

ACTION NOW: Los nuevos programas Action Now son muy útiles para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.

CO-CONTRACTION: La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética, gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. La contracción secuencial de la musculatura de las piernas y de los brazos permite obtener un derrame profundo de los líquidos intersticiales

DUAL STIM 2+2: posibilidad de realizar dos programas distintos contemporáneamente.

AUTO STIM®: permite llevar a cabo un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente sobre la regulación de la intensidad.

DEPORTES ESPECIALES: Programas estudiados para estimular de manera eficaz y específica las zonas musculares de las más comunes actividades deportivas.

SYNCRSTIM: Accionando una única tecla, es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

MULTI-USER: permite compartir el estimulador entre más usuarios, manteniendo memorizado los respectivos planeamientos, preferencias y programas.

FUNCION MEMO: permite la creación de un listado de programas personalizados.

MICROCORRIENTES (MENS): para aplicaciones de tipo Deporte, Belleza y sobre todo, tratamientos de salud.



CE 0476

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (8 electrodos)

Frecuencia: 0,3 – 150 Hz

Potencia: 120 mA por canal

Amplitud de impulso: 45 – 450 µs

Forma onda: Onda cuadrada bif. simétrica compensada

Alimentación: batería recargable

Dispositivo Clase II A

Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACION

1 Bolso

1 Electroestimulador

4 Cables para conexión a los electrodos

2 Cables color gris de conexión electrodos (para tratamientos de MICROCORRIENTES y IONOFORESIS)

1 Cargabatería a red.

4 Electrodos autoadhesivos 50 x 50

4 Electrodos autoadhesivos 50 x 90

1 Manual operativo

**GLOBUS**

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com

Materiale informativo riservato ad operatori del settore medicale

The Winner

Lista de programas

SPORT

Capilarización
Calentamiento (Deportivo)
Calent. Pre-Competición
Recuperación Activa
Fuerza Máxima
Fuerza Resistencia
Fuerza Explosiva
Resistencia Aeróbica
Reactividad
Recuperación Post-Comp.
Descontracturante
Hipertrofia

FITNESS

Fortalecimiento
Fortal. Bio-Pulse
Modelación
Mod. Bio-Pulse
Tonificación
Aumento Masa
Body Sculpting
Definición
Jogging
Fitness Anaeróbico
Fitness Aeróbico
Prevención Calambres

BELLEZA

Drenaje
Drenaje Bio-Pulse
Lipólisis
Masaje Relax Bio-Pulse
Masaje Energético
Masaje Tonificante
Brazos Hinchados
Capilarización Cara
Definición
Línea
Mejora Tono Piel
Drenaje Post-Parto
Lipólisis Post-Parto
Fortalec. Post-Parto
Fortalecimiento Seno
Modelado Seno

IONOFORESIS

Ionoforesis

INCONTINENCIA

Incontinencia Mixta
Incontinencia por Estrés
URGE Incontinencia

REHAB

Atrofia Cuádriceps
Rec. Post Operación LCA
Prevención Sub. Hombro

TENS-DOLOR

Tens Analgésico modulada
Tens Analgésico Convencional
Osteoartritis Mano
Tens Endorfinico
Dolores menstruales
Dolor Crónico
Dolor al Hombro (Periartritis)
Dolor muscular
Lumbago crónico
Cervicales
Bursitis-Tendinitis
Osteoartritis

MICROCORRIENTES

Epicondilitis
Periartritis escap-hum
Recuperación muscular
Contusión
Edema
Úlcera piel
Ciática
Lumbago
Neuralgia braquial
Dolor Agudo
Dolor Articular
Tortícolis
Latigazo
Espondilosis cervical
Esguince hombro
Túnel Carpiano
Esguince rodilla
Osteoartritis rodilla
Esguince Tobillo
Infl. Tendón de Aquiles
Inf. Tendón Rotuliano
Inf. Manguito de rotadores
Inf. Tendinosa

DEPORTES ESPECIALES

Running
Esquí de Fondo
Golf
Artes Marciales
Tenis
Fútbol
Bike
Triatlón
Voleibol
Natación
Rugby
Vela

CO-CONTRACTION

La lista de programas Co-Co incluye 54 combinaciones de parámetros

Nombre Programa	Hz	Amplitud	Tiempo de Retraso (seg.)
Co-Co 0,5 seg	35	200	0,5
Co-Co 1 seg			1
Co-Co 2 seg	55	300	2
Co-Co 3 seg			3
Co-Co 4 seg	80	400	4
Co-Co serial			11
TOTAL	54 programas		

Los programas Co Contraction están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Co-Co permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados. El término "tiempo de retraso" indica los segundos que el pulso siguiente tarda en salir.

ACTION NOW

La lista de programas Action Now incluye 84 combinaciones de parámetros

Nombre Programa	Hz	Amplitud	Rump-Up time	Contraction time
Action 0,2 - 1 s	35	200	0,2	1
Action 0,5- 1s			0,5	1
Action 1 - 1 s	55	300	1	1
Action 2 - 1 s			2	1
Action 3 - 2 s	80	400	3	2
Action 4 - 2 s			4	2
Action 2 - 6 s	100	400	2	6
TOTAL	84 programas			

Los nuevos programas Action Now son muy útiles para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.