



GLOBUS

DIACARE 1000

Diatermia (o Tecar-Terapia)

16 Programas

Transferencia Energética Capacitiva Resistiva.

Sanar el cuerpo aprovechando nuestras energías internas y los mecanismos naturales de auto regeneración de los tejidos y músculos. Es este el principio fundamental de toda filosofía que gira en torno al mundo de la terapia con la nueva y revolucionaria técnica llamada Diatermia o TECARTERAPIA.

La TECARTERAPIA puede trabajar en dos modalidades: la modalidad capacitiva y la modalidad resistiva.

DiaCare 1000 RT saca provecho de la modalidad resistiva, trabaja con la frecuencia de 470 KHz.

PORTÁTIL, DiaCaRe 1000 RT, está dotado de una batería interna que permite su uso también con ausencia de la alimentación de red. Comodísimo para todas las situaciones de emergencia o donde no sea disponible una toma de corriente.

DIA-TRODE, único en su género, este accesorio permite utilizar los electrodos especiales, aplicados directamente sobre las partes a tratar, manteniendo toda la eficacia de la terapia sin necesidad de la continua presencia del operador. Incluido.

MONO-TRODE, este cabezal all-in-one permite aprovechar la técnica tradicional pero de una manera mucho más simple, de hecho no hay necesidad de aplicar el electrodo de retorno, porque este está contenido en el mismo accesorio, cabezal bipolar. Incluido.

DUAL-TRODE, accesorio compuesto por un cabezal móvil monopolar y por el electrodo de retorno. No incluido.

INDICACIONES, APLICACIONES

Particularmente apto para el tratamiento de: **artrosis, artritis, bursitis, cervicalgia, condropatía, contractura, contusión, distorsión, distracción, lesión, luxación, periartritis, ciática, esguince, estiramiento, desgarró, tendinitis.**

Rehabilitación: tratamiento de todas las patologías osteoarticulares y musculares agudas y crónicas.

Mundo del deporte: para reducir y prevenir los traumas durante la preparación atlética, favorecer la recuperación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 300 W
Salida: 1 - Cabezal: 2 Electrodo
DiaTrode, 1 Monotrode
Frecuencia de emisión: 470 KHz
Alimentación: de red 220V 50/60 Hz o
batería recargable (incluida)
Dimensiones: 17 x 22 x 6 cm
Pantalla retroiluminada
Sistema acoplamiento: resistivo
Dispositivo MDD

DOTACIÓN

1 maletín
1 unidad DiaCare 1000 RT completa
con batería
1 cable para Dia-Trode
1 cabezal Mono-Trode
4 electrodos Dia-Trode S
1 manual
1 confección Gel

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

CabezalDual-Trode



GLOBUS