

GENESY 3000

Funciones Especiales



423 Programmi

53 Sport - 29 Fitness - Belleza 16 - Rehab 11 - Dolor 33 - MENS
23-9 Denervado - 9 Interferencia - 1 iontoforesis - 3
Incontinencia - 236 combinaciones de parámetros EMS

MENÚ electroterapia: una sección donde se puede establecer rápidamente un programa seleccionando los parámetros deseados (tiempo, frecuencia, parte del cuerpo) y llevar a cabo tratamientos específicos utilizando la corriente EMS y ruso (Kotz)

REHABILITACIÓN: los programas están dirigidos para funcionar correctamente la rehabilitación de los heridos a través de programas específicos con onda cuadrada, Kotz, Denervado, interferencial

MICROCORRIENTES (MENS): 23 programas preestablecidos que utilizan estos tratamientos regenerativos y curativos actuales propuestas de la Salud

15 memorias libres: PROGRAMABLE

Función 2 +2: posibilidad de ejecutar dos programas diferentes al mismo tiempo

MODO AUTOMÁTICO (AUTO STIM ®): Genesy 3000 le permite ejecutar un programa de forma automática, sin tener que ajustar manualmente la intensidad

FUNCIÓN MEMO: Genesy 3000 le permite crear una biblioteca de programas adaptados a los objetivos individuales

SYNCROSTIM: mediante un solo botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente

LAST 10: Genesy 3000 realiza un seguimiento de los últimos programas ejecutados. De esta manera se dispone de un futuro muy simple y rápido

RUN TIME: cambiar los parámetros de contracción durante la estimulación

MENÚ RÁPIDO: para una navegación más rápida

DISPLAY LCD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canales: 4 canales independientes (hasta 16 electrodos)
Frecuencia: 0.3 a 150 Hz -
Potencia: 120 mA por canal
Ancho de pulso: de 40 a 450 ms
Forma de onda: onda cuadrada bifásica simétrica compensada
Fuente de alimentación: red eléctrica y la batería Un dispositivo de la clase II
Cumple con 93/42/CEE-2007/47/CEE

EQUIPO

- 1 bolsa
- 1 Estimulador GENESY GLOBUS 3000
- 4 cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorrientes y iontoforesis
- 4 autoadhesivos cuadrados electrodos
- 4 electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 fuente de alimentación
- 1 manual de instrucciones

GENESY 3000

Elenco programmi

REHAB

Caviglie Gonfie
Atrofia Quadricipite
Emiplegia-Arti Superiori
Emiplegia Arti-Inferiori
Recupero Post Intervento LCA
Recupero funzionale arti inferiori
Sclerosi multipla – Ried. caviglia
Sclerosi multipla – Ried. gamba
Sclerosi multipla- Spasmi muscolari
Prevenzione Sublussazione Spalla
Rinforzo Vasto M. per Sindrome
Patello-Femorale

DOLORE

Tens Antalgico alta frequenza
Osteoartrite Mano
Tens Endorfinica
Dolore post intervento
Dolore Cronico
Dolore alla spalla
Tunnel Carpale
Dolore Trapezio
OsteoArtrite Ginocchio
Tendinite Cuffia Rotatori
Tens Antalgico bassa frequenza
Dolore muscolare
Compressione del nervo
Dolore Colonna da compressione
Osteoartrite colonna
Osteoporosi colonna
Osteoartrite Anca
Osteoartrite Caviglia
Dolore da lesione muscolo tendinea
Dolore Post-Chirurgico (da fratture
ossee e lesione tessuti molli)
Sciatalgia
Lombalgia Cronica
Cervicali
Dolore Acuto post inter. Ernia inguinale
Borsiti-Tendiniti
Lesioni Muscolari
Fratture ossee
Colpo di frusta
Gomito Tennista (Epicondilitis)
Osteoartrite

IONOFORESI

Ionoforesi

INCONTINENZA

Incontinenza Mista
Incontinenza da Stress
Incontinenza URGE

MICROCORRENTI

Epicondilitis
Periartrite scap-omeroale
Ripristino muscolare
Contusione
Edema
Ulcera pelle
Sciatalgia
Lombalgia
Nevralgia brachiale
Dolore Acuto
Dolore Articolare
Torcicollo
Colpo di frusta
Spondilosi cervicale
Distorsione spalla
Tunnel Carpale
Distorsione ginocchio
Osteoartrite ginocchio
Distorsione caviglia
Inf. Tendine d'Achille
Inf. Tendine Rotuleo
Inf. Cuffia dei rotatori
Inf. Tendinea

DENERVATO

Triangolare 1
Triangolare 2
Triangolare 3
Trapezoidale 1
Trapezoidale 2
Trapezoidale 3
Rettangolare 1
Rettangolare 2
Rettangolare 3

INTERFERENZIALI

Osteoartrite ginocchio
Lombalgia acuta
Dolore cervicale
Lombalgia cronica
Spalla Congelata
Dolore Post-Chirurgico ginocchio
Dolore da fratture Vertebrali
Edema Post-Chirurgico ginocchio
Fibromialgia

SPORT

Capillarizzazione
Riscaldamento
Risc. Pre-gara
Recupero Attivo
Forza Massimale
Forza Resistente

Forza Esplosiva
Resist. Aerobica
Reattività
Recupero Post-Gara
Decontratturante
Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento
Rass. Bio-Pulse
Modellamento
Mod. Bio-Pulse
Tonificazione
Aumento Massa
Body Sculpting
Definizione
Jogging
Fitness Anaerobico
Fitness Aerobico
Prevenzione Crampi

BELLEZZA

Drenaggio
Lipolisi
Massaggio Tonificante
Miglioramento Tono Pelle
Massaggio Connettivale
Drenaggio Post-Parto
Lipolisi Post-Parto
Rass. Post-Parto

ELETTROTERAPIA

La lista di programmi Elettroterapia include 192 combinazioni di parametri EMS e 44 Russe (KOTZ)