

Genesy SII



Electroestimulador de 2 canales para la fisioterapia médica

60 Programas

12 Deporte – **8** Fitness, Belleza, Wellness – **16** Dolor –Tens
9 Prevención – **11** Rehab - **3** Incontinencia – **1** Ionoforesis

Globus presenta su nuevo estimulador Genesy SII, totalmente renovado en diseño y rendimiento.

NEW! **PROGRAMABLE:** Genesy SII cuenta con 6 memorias libres donde se pueden introducir los parámetros que desee y crear sus propios programas personalizados.

SYNCRONISMO: mediante un solo botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente

IONOFORESIS: la IONOFORESIS es ideal para el tratamiento de condiciones inflamatorias tales como la bursitis, tendinitis, fascitis, miositis, etc.

PREVENCIÓN: 9 programas destinados a reforzar las principales articulaciones y es ideal para evitar accidentes y lesiones.

REHABILITACIÓN Y DOLOR.

REHABILITACIÓN: Los programas de estimulación muscular son especialmente adecuados para la recuperación funcional después de someterse a cirugía articular y después de los periodos de inmovilización

DOLOR: Elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS corrientes que estimulan suavemente tu cuerpo, te hacen recuperar la salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir.

INCONTINENCIA: tres Programas Específicos Para El Tratamiento de Este trastorno urológico.

SPORT: Genesy SII está programado para estimular selectivamente las fibras de contracción lenta y fibras rápidas a fin de capacitar a los diferentes cualidades musculares.

FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR: la belleza del cuerpo es la expresión de un estado de bienestar y el equilibrio de las formas que tenemos para la promoción y defensa de los ataques del tiempo y el estilo de vida sedentario. Con Genesy SII podemos cuidar de nuestro cuerpo, la protección de la vitalidad y la belleza con tratamientos de belleza electroestimulación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 2 canales independientes
 Frecuencia: 0-150 Hz
 Potencia: 100 mA por canal
 Ancho de Pulso: 50 a 400 ms
 Forma de onda: onda cuadrada bifásica simétrica compensada
 Fuente de alimentación: baterías recargables
 pantalla retroiluminada
 Tipo de dispositivo: clase II
 Cumple con la Directiva 2007/47/CE

EQUIPACIÓN

1 Bolsa.
 1 Estimulador GLOBUS GENESY SII.
 2 cables para la conexión a los electrodos.
 4 autoadhesivos cuadrados electrodos.
 4 electrodos autoadhesivos rectangulares.
 1 manual de instrucciones.

Genesy SII

Elenco programmi

Sport

DEMO
Penna cerca punti
Riscaldamento A. I.
Riscaldamento pre gara A. I.
Forza massimale A. I.
Forza resistente A. I.
Forza esplosiva A. I.
Reattività A. I.
Capillarizzazione A. I.
Recupero attivo A. I.
Defaticamento muscolare A. I.
Decontratturante A. I.

Tens & dolore

Tens antalgico convenzionale
Tens endorfinico
Tendinite cuffia rotatori
Dolore muscolare
Osteoartrite ginocchio
Dolore post intervento
Lesione muscolare
Cervicali
Dolore al Trapezio
Sciatalgia
Lombalgia
Epicondilitis
Periartrite scapolo omerale (spalla)
Tunnel carpale
Osteoartrite
Dolori mestruali

Fitness, Beauty & Wellness

Lipolisi anticellulite gambe
Drenaggio gambe
Rassodamento gambe
Tonificazione gambe
Modellamento gambe
Drenaggio fascia addominale POST parto
Lipolisi fascia addominale POST parto
Tonificazione fascia addominale POST parto

Prevenzione

Prevenzione caviglia
Prevenzione ginocchio
Prevenzione muscolare quadricipite
Riatletizzazione arti inferiori
Riatletizzazione spalla
Prevenzione spalla
Prevenzione gomito
Riatletizzazione arti superiori
Recupero tono muscolare caviglia

Rehab

Rinforzo Vasto Mediale
Caviglie gonfie
Emiplegia Arti Sup.
Emiplegia Arti Inf.
Recupero post LCA
Recupero funzionale arti inf
Atrofia Quadricipite con protesi
Prevenzione sublussazione spalla
Spasmi Muscolari
Sclerosi multipla - flesso estensori gamba
Sclerosi multipla - flesso estensori caviglia

Incontinenza

Incontinenza Mista
Incontinenza da Stress
Incontinenza urge

Ionoforesi

Ionoforesi